



VISAID ALOE MONODOSIS es una solución oftálmica lubricante, isotónica y libre de conservantes con hipromelosa, aloe vera y electrolitos esenciales, para ser administrada a nivel ocular.

COMPOSICIÓN:

Hipromelosa 0,2 g, Aloe vera, Cloruro sódico, Cloruro magnésico, Cloruro potásico, Cloruro cálcico, Ácido bórico, Borax decahidrato, Agua purificada 100 ml.

SIN CONSERVANTES.

INDICACIONES:

VISAID ALOE MONODOSIS está indicada para:

Alivio de la sequedad e irritación ocular. Estos síntomas pueden aparecer por diversos factores: contaminación, ambientes secos y cargados de polvo, humo, uso prolongado de lentes de contacto, agua clorada (piscinas) y otros agentes irritantes.

INSTRUCCIONES DE USO:

Lavarse las manos con agua y jabón antes de usar el producto.

Coger una ampolla de VISAID ALOE MONODOSIS y abrir girando la parte superior.

Instilar una o dos gotas en cada ojo y parpadear varias veces.

Puede utilizar VISAID ALOE MONODOSIS hasta 8 veces al día.

Fecha de la última revisión: 2015/10

PRECAUCIONES:

No ingerir y mantener fuera del alcance de los niños.

Cada ampolla es de un solo uso.

Una vez abierta la ampolla, utilizar inmediatamente. Este producto no contiene conservantes y después del uso debe tirarse el envase para evitar una contaminación microbiana.

No utilizar en el caso de que el envase esté dañado.

Conservar el producto a temperatura ambiente.

No utilizar después de la fecha de caducidad.

INTERACCIONES:

No utilizar al mismo tiempo que un medicamento u otro producto que se aplique sobre la superficie ocular para evitar la alteración de las funciones de ambos.

CONTRAINDICACIONES:

No usar el producto en caso de alergia a alguno de sus componentes.

REACCIONES ADVERSAS:

En caso de reacción adversa o molestia, consultar con un especialista.

VISAID ALOE MONODOSIS é uma solução oftálmica e lubrificante, isotónica sem conservantes, com hipromelose, aloé vera e eletrólitos essenciais que pode ser administrada nos olhos e em lentes de contacto.

COMPOSIÇÃO:

0,2 g de hipromelose, Aloé Vera, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, ácido bórico, borato de sódio decahidratado, 100 ml de água purificada.

SEM CONSERVANTES

INDICAÇÕES:

VISAID ALOE MONODOSIS é indicado para:

Alívio da sensação de seca e irritação ocular. Estes sintomas são induzidos por vários fatores: poluição, ambientes secos e poeirentos, fumo, utilização prolongada de lentes de contacto, água clorada (piscinas) e outros produtos irritantes.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Lave as mãos com água e sabão antes de utilizar.

Pegue numa ampola de VISAID ALOE MONODOSIS e gire a parte superior para abrir.

Aplique uma ou duas gotas em cada olho e pestaneje várias vezes. Se pretender lubrificar as lentes de contacto, aplique uma ou duas gotas na lente antes de a colocar no olho.

Pode utilizar VISAID ALOE MONODOSIS até 8 vezes por dia.

Data da última revisão: 2015/10

PRECAUÇÕES:

Não engolir. Manter fora do alcance das crianças.
Cada ampola é de utilização única.
Após a abertura do frasco, utilizar imediatamente.
Este produto não contém conservantes e a ampola deve ser descartada após a sua utilização para evitar a contaminação microbiológica.
Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
Conservar o produto à temperatura ambiente.
Não utilizar após o prazo de validade.

INTERAÇÕES:

Não utilizar o produto em associação com um

VISAID ALOE MONODOSIS is a lubricating, isotonic and preservative-free ophthalmic solution with hypromellose, aloe vera and essential electrolytes, for ocular administration.

COMPOSITION:

Hypromellose 0.2 g, Aloe vera, Sodium chloride, Magnesium chloride, Potassium chloride, Calcium chloride, Boric acid, Borax decahydrate, Purified water 100 ml

NO PRESERVATIVES

USAGE:

VISAID ALOE MONODOSIS is intended for:

Relief of dryness and eye irritation. These symptoms can arise due to various factors, such as pollution, dry or dusty environments, smoke, prolonged use of contact lenses, chlorinated water (swimming pools) or other irritants.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Before using the product, wash your hands with soap and water.
Take a vial of VISAID ALOE MONODOSIS and open it by turning the cap.
Apply one or two drops into each eye and blink several times.
VISAID ALOE MONODOSIS can be used up to 8 times a day.

tratamento farmacológico ou com outro produto aplicável na superfície ocular, pois poderá afetar os resultados de ambos.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não utilizar o produto em caso de alergia a qualquer um dos seus componentes.

REAÇÕES ADVERSAS:

Em caso de reação adversa ou desconforto, consulte um especialista.

Date of last revision: 2015/10

PRECAUTIONS:

Do not ingest; keep out of reach of children.
Each vial is for one use only.
Once the vial is opened, use immediately. This product does not contain preservatives and must be discarded after use to prevent microbial contamination.
Do not use if the blister is damaged.
Store at room temperature.
Do not use after the expiry date.

INTERACTIONS:

Do not use in conjunction with any medication or other product that is applied to the surface of the eye, to prevent any alteration of the effects of both products.

CONTRAINDICATIONS:

Do not use the product if you are allergic to any of its components.

ADVERSE EFFECTS:

In case of eye irritation or adverse reaction, please consult a specialist.

